

**Praxisstempel:**

**Bitte bestellen Sie nur so viel Material, wie Sie bis zum Ablauf des Verfallsdatums verbrauchen können! Prüfen Sie bitte vor jeder Bestellung Ihre Lagerbestände!**



Tel. 0711 652243-330  
**Fax 0711 652243-335**

**Materialanforderungsschein**  
 weitere Bestellung bitte wenden →

Blutabnahmesystem SARSTEDT		Stückzahl	Mikrobiologie und PCR	Stückzahl
	Serum-S-Monovette ohne Gel ( <b>weiß</b> ), 7,5 mL		Abstrich eSwab <b>Plastik dick, rot</b> z. B. Vaginal-, Ohren-, Rachen-, Wund-Abstriche, MRSA	
	Gel-Serum-S-Monovette ( <b>braun</b> ), 7,5 mL		Abstrich eSwab <b>Plastik dünn, orange</b> z. B. Augen-, Urethra-, Nasen-Abstriche, MRSA	
	EDTA-S-Monovette ( <b>rot</b> ), 2,7 mL		Sputumbecher, steril	
	Citrat-S-Monovette ( <b>grün</b> ), 3 mL		Stuhlröhrchen mit Schutzgefäß	
	GlucoEXACT-S-Monovette ( <b>hellgrau</b> ) <b>Glucosebestimmung</b>		Mikrobiologischer Stuhlprobenkit (Stuhlröhrchen + Stuhlfänger + Anleitung)	
	Homocystein-S-Monovette ( <b>hellgrau</b> ), 2,7 mL		Probenkit iFOBT für Hämoglobin im Stuhl (Röhrchen + Stuhlfänger + Anleitung)	
	Lithium-Heparin-S-Monovette ( <b>orange</b> ), 7,5 mL		<b>Blutkulturen</b> für aerobe und anaerobe Kulturen	
	<b>Blutgruppenbestimmung (nicht für Blutbilder!)</b> EDTA-S-Monovette ( <b>rot/groß</b> ), 7,5 mL			
<b>Besondere Transportsysteme</b>				
	Metall Analytik S-Monovette ( <b>orange</b> ), 7,5mL		Neutralröhrchen 10 ml (Serum, Plasma, Punktat)	
	Kanüle ( <b>gelb</b> ) Nr. 1 (20 G 11/2")		Abstrichtupfer mit Bürste (+ steriler Tupfer) für <b>HPV (Humanes Papillomavirus)-PCR</b>	
	Kanüle ( <b>grün</b> ) Nr. 2 (21 G 1 1/2")		<b>Abstrichtupfer mit Transportmedium (Cobas PCR Media Dual Swab Sample Kit) für PCR Analysen (Clamydien, Influenza, STI Panels, Corona, B.pertussis, Respiratorische Erreger (Haemophilus influenzae, Haemophilus influenzae Typ b, Moraxella catarrhalis, Chlamydomphila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Streptococcus pneumoniae)</b>	
	Kanüle ( <b>schwarz</b> ) Nr. 12 (22 G 1 1/2")			
	Safety Kanüle ( <b>gelb</b> ) Nr. 1 (20 G 1 1/2")			
	Safety Kanüle ( <b>grün</b> ) Nr. 2 (21 G 1 1/2")			
	Safety Kanüle ( <b>schwarz</b> ) Nr. 12 (22 G 1 1/2")			
	<b>Butterfly (grün)</b> Nr. 2 (21 G 200 mm lang)		Abstrichtupfer <b>trocken</b> (ohne Transportmedium), für <b>PCR-Analysen (Herpes-simplex-Virus)</b>	
	<b>Safety Butterfly (grün)</b> Nr. 2 (21 G 200 mm lang)			
<b>Uringefäße</b>				
	Multi Adapter		24 Std.-Urin-Sammelflasche ( <b>braun</b> ), 3 L	
	Membran Adapter		UriSet: 24 Std.-Urin-Sammelflasche ( <b>grün</b> ), 3 L mit <b>Säurezusatz, Monovette, Sammelbecher und Anleitung</b>	
<b>Blutabnahmesystem Greiner Vacuette®</b>			Urin-Becher <b>ohne Deckel</b> für Spontanurin, 125 mL	
	Serum-Vacuette Röhrchen ohne Gel ( <b>dunkelrot</b> ), 9 mL		Urin-Monovette ( <b>gelb</b> ), 10 mL	
	Gel-Serum-Vacuette Röhrchen ( <b>ocker</b> ), 8 mL		<b>Urin-Set Transferpipette mit Transportmedium (Cobas PCR Media Urine Sample Kit) für PCR-Analysen (Clamydien, Gonokokken, STI-Panels)</b>	
	EDTA-Vacuette Röhrchen ( <b>lila</b> ), 4 mL			
	Citrat-Vacuette Röhrchen ( <b>hellblau</b> ), 3 mL			
<b>Sonstiges</b>				
	Glucose Vacuette FC Mix Röhrchen ( <b>rosa</b> ), 3mL		2 Objektträger mit Objektträgerhülle	
	Nur für <b>Blutgruppenbestimmung</b> EDTA-Vacuette Röhrchen 9 ml ( <b>lila</b> ) <b>Nicht für Blutbilder!</b>		Schutzgefäß für Blutröhrchen – Deckel weiß	
	Lithium-Heparin-Vacuette Röhrchen ( <b>grün</b> ), 6mL für Alkohol, Spurenelemente, Mineralien im Vollblut		Schutzgefäß für Urinröhrchen (lichtgeschützt)	
	Vacuette <b>Safety Butterfly (grün)</b> 21 G 3/4"		Lithiumheparin für <b>QuantIFERON</b> Bestimmung (Sarstedt)	
	Vacuette-Kanüle ( <b>schwarz</b> ) 22 G 1 1/2"		Lithiumheparin für <b>QuantIFERON</b> Bestimmung (Greiner)	
	Vacuette-Kanüle ( <b>gelb</b> ) 20 G 1 1/2"		<b>Homocystein-Vacuette Röhrchen (weiß), 2 ml (Greiner)</b>	
	Vacuette-Kanüle ( <b>grün</b> ) 21 G 1 1/2"			
<b>NIPT VeriSeq</b>				
	Sicherheitsröhrchenhalter (Safety)		Entnahmeset für Gendiagnostik auf Trisomien	
	Standardröhrchenhalter für den Einmalgebrauch			
	Vacuette Luer Adapter			

**Praxisstempel:**

**Bitte bestellen Sie nur so viel Material, wie Sie bis zum Ablauf des Verfallsdatums verbrauchen können! Prüfen Sie bitte vor jeder Bestellung Ihre Lagerbestände!**



Tel. 0711 652243-330  
**Fax 0711 652243-335**

**Materialanforderungsschein**  
 weitere Bestellung bitte wenden →

Barcode	Stückzahl	Versandmaterial	Stückzahl
Barcodeaufkleber für Scheine (Box mit 500 Stück)		Tüte neutral	
<b>Anforderungsscheine</b>		Transporttasche Biologischer Stoff Kategorie B für Mikrobiologie	
LG-Schein LG2008-Privat-HzV		Transporttasche mit Reißverschluss „EILT“	
Privatpatienten (DIN A 5) Begleitschein für Untersuchungsmaterial		Kühbox für Gefrierversand inkl. Styroporverpackung (-12 °C) für 1-2 Röhrchen	
Allergiediagnostik (RAST) Anforderungsschein		Postversandtasche „süße Post“ blau	
Einverständniserklärung zur genetischen Diagnostik		<b>star.net</b>	
Nachforderung von Untersuchungen		Laborjournal für star.net® Anwender	
IGeL Anforderungsschein <b>PVS Süd-West/PVS Bayern</b>		Barcodeetiketten-Rolle für star.net® Anwender	
		<b>Sonstige Unterlagen</b>	
		Laborjournal	
		8205	Marcumar Ausweis
		<b>Zusätzliche Aufkleber</b>	
		8015	„Patientenname“
		8022	„Urin“
		8023	„Gerinnung“
		Nachreichung	„Nachreichung“